

ECG MS-12 BLUE

AVANTAGES :

Appareil léger (115g).

Facile à utiliser.

Enregistre 12
dérivations
simultanément.

Défilement des 12
dérivations sur écran *

Enregistrement des
tracés sous format
informatique

Comparaison d'ECG

Autonomie de 36 heures
en acquisition
permanente

Version USB ou
bluetooth disponible

Logiciel compatible sur

JLM Médical

60 rue de Sartrouville

Bat 6

78230 Le Pecq


Téléphone : (33) 1 30 15 16 90

Fax : (33) 1 30 53 43 78

Mail : ventes@jlmmedical.fr

Site : www.jlmmedical.fr

L'ECG DE REPOS SANS FIL




L'ECG MS-12 Blue grâce à sa technologie Bluetooth et son faible poids, peut s'adapter à toutes les configurations d'examen possible.

Son autonomie permet de réaliser les tracés ECG sans avoir à se préoccuper de la charge des piles (2x AA).

L'ECG MS-12 Blue est un appareil SCHILLER garant de sa qualité et de sa fiabilité.

TRACE INFORMATIQUE



- Archivage automatique
- Visualisation des 12 dérivations en temps réel
- Son faible poids (115 g, piles comprises) et son petit format (tient dans une main) rendent son port très agréable pour le patient
- Mesures et moyennage des complexes QRS avec interprétation automatique (logiciel ETM)
- Impression des rapports d'excellente qualité sur papier normal d'imprimante laser ou jet d'encre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poids et dimensions : 115g; 90 x 58 x 20 mm
- Batterie : 2 x AA et 2 batteries rechargeables avec chargeur
- 10 électrodes, 12 dérivations
- Détection des pacemakers
- Fréquence : 8000Hz
- Résistant aux défibrillations
- Le logiciel SDS 200 est compatible Windows 7, 8 et 10
- Autonomie de 36h en acquisition permanente
- Technologie Bluetooth 2.0
- Livré avec Sacoche, 2 batteries et un chargeur



0123